



**Colchón latex especialmente diseñado para su uso en centros de asistencia sanitaria, recomendado para pacientes con riesgo bajo de ulceración y pacientes de hasta 140 kg.**

Núcleo de latex 100% con 15 cm de grosor. Zona lumbar reforzada. - Densidad media 65 kg/m<sup>3</sup>. Óptima flexibilidad y elasticidad, gran capacidad de adaptación al movimiento de los somieres articulados, resultando un soporte perfecto para el cuerpo.

**Colchón** Núcleo 100% látex de excelente calidad.. Altura 15 cm.

Ignífugo-autoextinguible según norma UNE EN 53127.

Antibacterias, antimoho, antialérgico y elástico (resistente a la fatiga e indeformable). Se adapta perfectamente a las características estructurales de la cama.

**Funda**  
(opcional)

Fabricada en poliuretano sobre base de poliéster ignífugo, lavable hasta 95°, transpirable e impermeable a líquidos. Cremallera de largo recorrido en "U", cubierta con tapeta. Confección sin costuras, por ultrasonidos.

Tratamiento antibacterias, hongos y olores. Tela de 195 gr/m<sup>2</sup>.

Atérmica y exenta de látex.

Ignífuga (BS Fira 6807 CRIB 5). Con esta funda, el colchón cumple las normas de no inflamabilidad UNE EN 597-1 y 597-2.

Bielástica y biocompatible (grado 1 según ISO 10993-5).

**Dimensiones**

<b>Anchos disponibles</b>	80 cm	90 cm	105 cm
<b>disponibles</b>	180 cm	190 cm	200 cm
<b>Altura</b>	15 cm		

**Mantenimiento**

Las fundas se pueden lavar en la lavadora sin problemas. Recuerde que es lavable hasta 95°. Al no traspasar es muy difícil que el colchón se manche. Aún así, las manchas de orina deben limpiarse lo antes posible. Por ejemplo utilizando las siguiente fórmula: 2 partes de bicarbonato, 2 partes de vinagre, 1 parte de detergente. Se aplica sobre la zona afectada y en una horas habrá desaparecido.