



Cama eléctrica articulada en cuatro planos con carro elevador.
La solución ideal para facilitar el trabajo con grúa del personal asistencial.
CON FRENO CENTRALIZADO

Estructura en acero cubierto de pintura EPOXI, tres articulaciones y cuatro planos de 90x190 cm. de accionamiento eléctrico. Carro elevador en X, con mayor distancia entre ruedas, proporcionando una mayor estabilidad al conjunto y facilitar el acceso con grúa del personal asistencial.

Descripción

Estructura en acero cubierto de pintura EPOXI.

El somier con tres articulaciones y cuatro planos de accionamiento eléctrico. Gracias a los mismos se puede adoptar la posición terapéutica "Flower" indicada para relajar la tensión abdominal.

El tren superior con el accionamiento del respaldo facilita el desarrollo de actividades como la lectura o en la incorporación a la hora de levantar de la cama. El tren inferior, con los accionamientos en muslos y piernas, permite mejorar la circulación sanguínea.

Carro elevador en X con motorización alemana, para proporcionar una mayor estabilidad al conjunto y facilitar el trabajo con grúa del personal asistencial.

Soporte de hasta 175 Kg.

Elevación desde 39 hasta 80 cm.

Somier con motorización doble bajo el mismo destinado a la articulación de los planos. Redondeado en la parte inferior para permitir su uso sin piecero.

Con 17 lamas dobles de madera de haya vaporizada sobre tacos de PVC. La adaptabilidad de las lamas de madera al cuerpo proporcionan descanso y comodidad al usuario que mejorara en calidad de vida.

Motorización de bajo voltaje y apagado en posición final.

Mando de funciones incorporado.

Dispone de cuatro ruedas de 125 mm con frenado simultáneo mediante doble pedal situado a ambos lados de la cama para mayor facilidad de uso y ahorrar desplazamientos alrededor de la misma.

Accesible para sistemas de transferencia con 15 cm de hueco libre sin ningún tipo de biela o anclaje que interfiera el paso.

Soportes para potencia y portasueros a ambos lados. Recubiertos en poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.

Casquillos auto lubricados en somier que no precisan mantenimiento. Su sistema antifricción permite una mejor sonoridad, mantenimiento y durabilidad de la cama.

Mantenimiento

Para el somier quite el polvo con un trapo humedecido en agua o limpie suavemente con una esponja mojada en agua jabonosa o productos especiales para limpieza de telas vinílicas.

Para la **madera**, pase un trapo limpio por el mueble para quitar el polvo y la suciedad de la superficie. Como regla general no use mucha agua para evitar que la madera se deforme o se agriete.

Especificaciones

Longitud total con cabeceros y piecero	203 cm
Anchura total con barandillas	101 cm
Altura mínima de la superficie de descanso	39 cm
Altura máxima de la superficie de descanso	80 cm
Altura libre paso de grúas	15 cm
Anchura de los lechos	90 cm
Ángulo inclinación respaldo	70°
Ángulo inclinación extremidades	35°
Ángulo inclinación pies	16°
Peso máximo de la cama sin colchón ni accesorios	45 kg.
Peso máximo paciente (MPW)	140 kg
Carga máxima de seguridad (SWL)	230 kg
Tamaño del colchón recomendado	90 x 190 x 15 cm

Motorización

Elevación de la cama	Mediante un motor lineal
Elevación respaldo y extremidades	Mediante motor compacto
Tensión y frecuencia	230 V / 50 - 60 Hz
Protección descarga eléctrica / penetración de líquidos	Clase II / Tipo B/ IP44
Operación intermitente del motor	15% 2 min - 18 min

Opciones

- Barandillas de tubo
- Cabecero y piecero sin guías
- Distintos modelos de cabecero y piecero. Posibilidad de personalización.
- Lecho en HPL
- Mando de paciente con bloqueo para el personal sanitario.

Normativa

Cumplimiento normativa anti-atrapamiento en todas sus partes móviles.
UNE-EN-ISO 60601-2-52

Galería

